


GYNO INFO

宫腔内人工授精 导管范围

产品	订单编号
IUI (标准宫腔授精导管)	#4220
IUI Memo (带记忆标准宫腔授精导管)	#4220 Memo
IUI Plus (有内芯标准宫腔授精导管)	#4220 Plus
Smooze IUI (极柔软宫腔授精导管)	#4225
Smooze IUI Medium (极柔软宫腔授精导管 (中))	#4225 M
Smooze IUI Long (极柔软宫腔授精导管 (长))	#4225 L
Seminor Rigid	#4502 A
Seminor Flexible	#4502 B



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine


IUI

人工授精导管 用于以清洗过的 精子

IUI 是一种有两个远端外侧端口的宫腔内人工授精导管，使精子有最佳的分佈

特点

- 定位器，以防止损害子宫底部
- 两个远端外侧端口使精子有最佳的分佈
- 手柄上的箭头指示远端侧端口
- 外管上有标记
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合



初始图片

GYNO INFO IUI

长度 206 mm (± 2 mm)



管导外径 OD 1.85 mm (± 0.10 mm)

已辐射消毒

包装 125/装运箱

品质控制

订购编号 #4220



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 /13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine



IUI MEMO

人工授精导管 用于清洗过的精子 有记忆功能

IUI Memo是一种有记忆功能的
宫腔内人工授精导管，远端可根
据子宫颈的弧度弯曲

特点

- 定位器，以防止损害子宫底部
- 两个远端外侧端口使精子有最佳分布
- 手柄上的箭头指示远端侧端口
- 外管上有标记
- 有记忆功能
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

IUI PLUS

人工授精导管 用于清洗过的精子 置有硬管

IUI Plus 是一种专为子宫颈通道复杂的人工授精导管。
它由两部分组成：

- A) 加载导管
- B) 硬管

特点

- 定位器，以调校深度
- 由一种柔软、灵活的子宫内导管及坚韧的子宫颈导管组成
- 导管外有清楚的标示以便有更准确的定位
- 硬管可防止粘液进入加载导管
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合

初始图片

GYNO INFO IUI PLUS

长度 A) 216 mm (± 3 mm)
B) 240 mm (± 2 mm)

管导外径 A) 1.60 mm (± 0.10 mm)
B) 1.00 mm (± 0.05 mm)



总容量 A) 0.42 ml
总容量减 ??? A) 0.258 ml

已辐射消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #4220 Plus



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 /13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SMOOZE IUI


灵活的宫内 人工授精管

Smooze IUI 是一种灵活的宫腔内人工授精导管，光滑的圆头可减少创伤性的插入

特点

- 光滑的圆头有一个远端侧孔
- 灵活性高可减少创伤
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 有三种长度：



- A) 短 7cm (不包括手柄)
- B) 中 14cm (不包括手柄)
- C) 长 20cm (不包括手柄)



初始图片

GYNO INFO SMOOZE IUI

长度: A) 100 mm (± 2 mm)
B) 169 mm (± 2 mm)
C) 230 mm (± 2 mm)
管导外径: 2 mm (± 0.05 mm)
容量: A) min. 0.030 ml
B) min. 0.057 ml
C) min. 0.080 ml
消毒: ETO sterilized
包装: A) 125/装运箱
B) 125/装运箱
C) 75/装运箱
品质控制: MEA and LAL
订购编号: A) #4225
B) #4225 M
C) #4225 L



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMINOR RIGID/FLEXIBLE

适用于辅助人类生育的多用途喉管

- A) Seminor Rigid 是一种用于子宫内及宫颈人工授精的半硬质导管
B) Seminor Flexible 是一种用于子宫内及宫颈人工授精的导管

特点

- Seminor Rigid (A) 可根据子宫屈曲度而改变形状
- Seminor Flexible (B) 可容易插入从而减少病人不适
- 锥形近端适当地关闭子宫颈从而传送最多的精子
- Seminor 和注射器直接连接可减少在传送过程中精子的损耗



GYNO INFO SEMINOR RIGID/FLEXIBLE

长度 48 mm (± 0.5 mm)

容量 min. 0.098 ml


已辐射消毒

包装 125/ 装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 A) #4502 A

B) #4502 B



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

GYNO INFO

胚胎移植

导管范围

用于简单移植的胚胎移植导管

产品订单编号

- Emtrac A (标准胚胎移植导管) #4219 A
- Emtrac Delphin (柔软胚胎移植导管) #4219 Delphin
- Semtrac C (极柔软无创胚胎移植导管) #2000 C

用于复杂难移植的胚胎移植导管

产品订单编号

- Emtrac Set (标准胚胎移植导管胚胎) #4219 Set
- Semtrac Set 4.2 (极柔软无创胚胎移植导管配套) #2000 Set 4.2
- Semtrac Set 5 (极柔软无创胚胎移植导管配套) #2000 Set 5
- Semtrac Set 5 Trial #2000 Set 5 T
- Semtrac Set W-180 (极柔软无创胚胎移植导管配套) #2000 W-180
- Semtrac Set W-180 Trial #2000 W-180 T
- Semtrac Set W-240 (极柔软无创胚胎移植导管配套) #2000 W-240
- Semtrac Set W-240 Trial #2000 W-240 T
- The Tulip+ (极柔软无创胚胎移植导管配套, 有内芯导管) #4000 The Tulip
- The Tulip Memo #4000 Memo

用于复杂难移植并可重复使用的胚胎移植导管

产品订单编号

- Gyneflex #Gyneflex-200
- #Gyneflex-240



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

EMTRAC A

有定位器的 胚胎移植导管

Emtrac A是一种柔软、灵活性高的
宫内导管和坚韧的宫颈导管的组合

特点

- 定位器可以控制进入深度
- 是一种柔软、灵活性高的宫内导管和坚韧的宫颈导管的组合
- 外管上的有标记容易定位
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 可在宫腔内人工授精需要更薄的喉管时使用

初始图片

GYNO INFO EMTRAC A

长度 216 mm (± 3 mm)

导管外径 1.60 mm (± 0.10 mm)

总容量 0.42 ml


总容量减?? 0.258 ml

已辐射消毒

包装 125/ 装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #4219 A



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

EMTRAC DELPHIN

有定位器及柔软子宫导管的 胚胎移植导管

一种柔软灵活性高的宫内导管和
坚韧的宫颈导管的组合使在最复杂
的宫颈通道容易插入

特点

- 定位器以防止损害子宫底部
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 在外管上有标记可指示子宫深度
- 极柔软的宫腔导管，以确保经子宫颈安全进入
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合

初始图片

GYNO INFO EMTRAC DELPHIN

长度 210 mm (± 3 mm)

管导外径 2.00 mm (± 0.20 mm)

总容量 0.23 ml


总容量减?? 0.072 ml

已ETO消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #4219 Delphin



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC C

柔软的胚胎移植导管

Semtrac C 是一种柔软的胚胎移植导管

特点

- 柔软的子弹形尖以减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 一支经济的导管
- 标记显示子宫深度
- 内部的金属管可更好地控制
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合

初始图片

GYNO INFO SEMTRAC C

长度 252 mm (± 2 mm)

管导外径 1.70 mm (± 0.05 mm)

总容量 0.20 ml

总容量减? ? 0.065 ml

已ETO消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #2000 C



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

EMTRAC SET

有定位器的 胚胎移植导管

Emtrac Set 是专用于复杂宫颈通道的胚胎移植导管，它由三部分组成：

- A) 引导导管
- B) 硬管
- C) 加载导管

特点

- 定位器可防止伤及子宫底
- 是一种移植管由柔软、能屈曲的宫腔导管及固形的宫颈导管组成。
- 在外管上有标记使定位容易
- 柔软加载导管可减少创伤
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合

初始图片

GYNO INFO EMTRAC SET

长度 A) 216 mm (± 3 mm)
B) 240 mm (± 2 mm)
C) 266 mm (± 2 mm)

导管外径 A) 1.60 mm (± 0.10 mm)
B) 1.00 mm (± 0.05 mm)
C) 1.00 mm (± 0.05 mm)

总容量 0.20 ml



总容量减h? ? 0.069 ml

已辐射消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #4219 Set



深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC SET 4.2

柔软的胚胎移植导管

Semtrac Set 是一种适用于复杂胚胎移植的柔软胚胎移植导管

特点

- 柔软子弹型尖可减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 三支导管用于复杂移植
- 有5支硬管可预先塑造引导导管，每盒有25件
- 引导导管有加强轴心使有最佳的控制
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合

初始图片

GYNO INFO SEMTRAC SET 4.2

引导导管(A)长度158 mm (± 2 mm)
管导外径 2.55 mm (± 0.05 mm)

加载导管(C)长度232 mm (± 2 mm)

总容量 0.23 ml
总容量减? ? 0.081 ml

已ETO消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #2000 Set 4.2

①



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC SET 5

柔软胚胎移植导管

Semtrac Set 是一种适用于复杂胚胎移植的柔软胚胎移植导管

特点

- 柔软子弹型尖可减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 三支导管用于复杂移植
- 有5支硬管可预先塑造引导导管，每盒有25件
- 引导导管有加强轴心使有最佳的控制
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 在胚胎移植前可用导管试用装进行子宫颈检查。导管试用装包含一支引导导管和一支柔软的封闭式试验导管

初始图片

GYNO INFO SEMTRAC SET 5

引导导管(A)长度 178 mm (± 2 mm)

管导外径 2.55 mm (± 0.05 mm)

加载导管(C)长度 252 mm (± 2 mm)

管导外径 1.70 mm (± 0.05 mm)

总容量 0.22 ml

总容量减?? 0.089 ml

已ETO消毒


包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号

- Semtrac Set 5 #2000 Set 5

- Semtrac Set 5 Trial #2000 Set 5 T



深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC SET W-180

柔软胚胎移植导管

Semtrac Set 是一种适用于复杂胚胎移植的柔软胚胎移植导管

特点

- 柔软子弹型尖可减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 有5支硬管可预先塑造引导导管，每盒有25件
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 在胚胎移植前可用导管试用装进行子宫颈检查。导管试用装包含一支引导导管和一支柔软的封闭式试验导管

初始图片

GYNO INFO SEMTRAC SET W-180

引导导管(A)长度 141 mm (± 2 mm)
管导外径 2.55 mm (± 0.05 mm)

加载导管(C)长度 214 mm (± 2 mm)
管导外径 1.70 mm (± 0.05 mm)

总容量 0.23 ml
总容量减? ? 0.074 ml


已ETO消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号

- Semtrac Set W-180 #2000 W-180
- Semtrac Set W-180 Trial #2000 W-180 T



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC SET W-240

柔软胚胎移植导管

Semtrac Set 是一种适用于复杂胚胎移植的柔软胚胎移植导管

特点

- 柔软子弹型尖可减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 有5支硬管可预先塑造引导导管，每盒有25件
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 在胚胎移植前可用导管试用装进行子宫颈检查。导管试用装包含一支引导导管和一支柔软的封闭式试验导管

初始图片

GYNO INFO SEMTRAC SET W-240

引导导管(A)长度 203 mm (± 2 mm)
管导外径 2.55 mm (± 0.05 mm)

加载导管(C)长度 277 mm (± 2 mm)
管导外径 1.70 mm (± 0.05 mm)

总容量 0.26 ml
总容量减hub 0.098 ml


以ETO消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号

- Semtrac Set W-240 #2000 W-240
- Semtrac Set W-240 Trial #2000 W-240 T



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

THE TULIP

预先塑造胚胎移植 郁金香末端的导管

Tulip 是一种是一种适用于复杂宫颈通道的导管，
它由两部分组成：一支引导导管(A) 和一支加载导管 (C)


特点

- 预先塑造的引导导管更容易通过弯曲的子宫
- 末端采用郁金香形状，可容易地进入宫颈通道而不会造成伤害
- 定位器可调校深度
- 在外管上有标记使定位容易
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 加载导管有加强金属支撑使有最佳的控制
- 在外管上有箭头标记作弧度指示



初始图片

GYNO INFO THE TULIP	
长度	A) 200 mm (± 2 mm) C) 266 mm (± 2 mm)
管导外径	A) 2.20 mm (± 0.05 mm) C) 1.00 mm (± 0.05 mm)
总容量	C) 0.21 ml
总容量减??	C) 0.069 ml
郁金香形末端	3 mm
已辐射消毒	
包装	75/装运箱
品质控制	MEA and LAL
订购编号	#4000 The Tulip



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

THE TULIP MEMO

预先塑造胚胎移植管 郁金香形末端导管

Tulip 是一种是一种适用于复杂宫颈通道的导管，它由两部分组成：
一支引导导管(A) 和一支加载导管(C)

特点

- 末端采用郁金香形状，可容易地进入宫颈通道而不会造成伤害
- 有硬管可用于额外的复杂移植
- 定位器可调校深度
- 是一种柔软、灵活性高的宫内导管和坚韧而具有记忆功能的宫颈导管的组合
- 在外管上有标记使定位容易
- 引导导管有记忆功能
- 有5支硬管可预先塑造引导导管，每盒有25件
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 加载导管有加强金属支撑使有最佳的控制

初始图片

GYNO INFO THE TULIP MEMO

长度 A) 200 mm (± 2 mm)
C) 266 mm (± 2 mm)

管导外径 A) 2.20 mm (± 0.05 mm)
C) 1.00 mm (± 0.05 mm)

总容量 C) 0.21 ml
总容量减? C) 0.069 ml



郁金香形末端 3 mm

已辐射消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #4000 Memo



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

GYNEFLEX



用于胚胎移植困难的 胚胎移植导管

Gyneflex 是一种经济而又可重复使用的胚胎移植导管，用于宫颈通道复杂的情况

特点

- 清晰可见的标记可作精确的定位
- 结合一次性使用的胚胎移植导管：Emtrac C-200 or -240
- 灯泡末端可容易地进入宫颈通道而不会造成伤害
- 弹性末端可依从宫颈通道进入


初始图片
GYNO INFO GYNEFLEX 200 & 240
长度 200 - 240 mm
管导内径 1.10 mm
管导外径 2.50/1.90 mm
包装 1/装运箱
订购编号 #Gyneflex-200
GYNO INFO EMTRAC C-200 & C-240
长度 286 - 297 mm (± 2 mm)
管导内径 0.60 mm (± 0.05 mm)
管导外径 1.00 mm (± 0.05 mm)
总容量 0.207 ml - 0.210 ml
总容量减hub 0.075 ml - 0.078 ml
已辐射消毒
包装 75/装运箱
品质控制 MEA and LAL
订购编号 #4219 C-200 #4219 C-240



深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

GYNO INFO

专为超声引导装置的 胚胎移植导管范围

回声胚胎移植导管
用于容易移植

产品订单编号

Semtrac Vision C #2000 SV C

回声胚胎移植导管组合
用于复杂移植

产品订单编号

Semtrac Vision Set 4.2 #2000 SV Set 4.2

Semtrac Vision Set 5 #2000 SV Set 5

Semtrac Vision Set W-180 #2000 SV W-180

Semtrac Vision Set W-240 #2000 SV W-240



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC VISION C

柔软回声 胚胎移植导管

Semtrac Vision C是一种专为超声引导装置而设计的柔软胚胎移植导管

特点

- 柔软的子弹型末端可减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 一支经济的导管
- 标记指示深度
- 内置金属管使控制更佳
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 回声导管可使在超声引导移植时有最佳的视线

初始图片

GYNO INFO SEMTRAC VISION C

长度 252 mm (± 2 mm)

管导外径 1.70 mm (± 0.05 mm)

总容量 0.20 ml
总容量减hub 0.065 ml

已ETO消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #2000 SV C

③



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC VISION SET4.2

柔软回声 胚胎移植导管

Semtrac Vision Set 是一种专为超声引导装置而设计的柔软胚胎移植导管，用于复杂的胚胎移植

特点

- 柔软的子弹型末端可减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 3支导管用于复杂的移植
- 有5支硬管可预先塑造引导导管，每盒有25件
- 加载导管置有加强轴心使有最佳的控制
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 回声加载导管可使在超声引导移植时有最佳的视线

初始图片

GYNO INFO SEMTRAC VISION SET 4.2

引导导管(A) 长度 158 mm (± 2 mm)
管导外径 2.55 mm (± 0.05 mm)

加载管(C) 长度 232 mm (± 2 mm)
管导外径 1.70 mm (± 0.05 mm)

总容量 0.23 ml
总容量减hub 0.081 ml


已ETO消毒

包装 75/装运箱

包装 75/装运箱

订购编号 #2000 SV Set 4.2



 中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC VISION SET 5

柔软的回声 胚胎移植导管

Semtrac Vision Set 是一种专为超声引导装置而设计的柔软胚胎移植导管，用于复杂的胚胎移植

特点

- 柔软子弹型末端可减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 3支导管用于复杂的移植
- 有5支硬管可预先塑造引导导管，每盒有25件
- 加载导管置有加强轴心使有最佳的控制
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 回声加载导管可使在超声引导移植时有最佳的视线

初始图片

GYNO INFO SEMTRAC VISION SET 5

引导导管(A) 长度 178 mm (± 2 mm)
管导外径 2.55 mm (± 0.05 mm)

加载管(C) 长度 252 mm (± 2 mm)
管导外径 1.70 mm (± 0.05 mm)


总容量 0.22 ml
总容量减hub 0.089 ml

以ETO消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #2000 SV Set 5



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC VISION SET W-180

柔软的回声 胚胎移植管

Semtrac Vision Set 是一种专为超声引导装置而设计的柔软胚胎移植导管，用于复杂的胚胎移植

特点

- 柔软的子弹型末端可减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 有5支硬管可预先塑造引导导管，每盒有25件
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 回声加载导管可使在超声引导移植时有最佳的视线

初始图片

GYNO INFO SEMTRAC VISION SET W-180

引导导管(A) 长度 141 mm (± 2 mm)
管导外径 2.55 mm (± 0.05 mm)

加载管(C) 长度 214 mm (± 2 mm)
管导外径 1.70 mm (± 0.05 mm)

总容量 0.23 ml
总容量减? ? 0.074 ml

已ETO消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #2000 SV W-180



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SEMTRAC VISION SET W-240

柔软的回声 胚胎移植导管

Semtrac Vision Set 是一种专为超声引导装置而设计的柔软胚胎移植导管，用于复杂的胚胎移植

特点

- 柔软子弹型末端可减少创伤
- 每支移植管远端均通过显微镜检查
- 有五支硬管可预先塑造引导导管，每盒有二五件
- 手柄上的鲁尔锁提供更安全的注射器接合
- 回声加载导管可使在超声引导移植时有最佳的视线

初始图片

GYN0 INFO SEMTRAC VISION SET W- 240

引导导管(A) 长度 203 mm (± 2 mm)
管导外径 2.55 mm (± 0.05 mm)

加载管(C) 长度 277 mm (± 2 mm)
管导外径 1.70 mm (± 0.05 mm)


总容量 0.26 ml
总容量减hub 0.098 ml

已ETO消毒

包装 75/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #2000 Semtrac SV W-240



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

GYNO INFO

优质卵泡抽吸器 刺针范围

产品订单编号

优质单腔取卵泡抽吸器

#4551 NS-BS1

#4551 NS-CS1

#4551 NS-DS1



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

PREMIUM FAS

卵泡抽吸器

FAS 超声取卵针配套是专门用于经阴道之B超介导取卵供 IVF 或 ICSI 使用而设计

特点

- 置有常规管导的标准卵泡穿刺针
- 锋利的柳叶刀形针，确保干净面切割
- 针头有激光标记，在超声时提供稳定和最佳的视线
- 吸引管于取卵针尺码一致，已达安全取卵目的
- 手柄上的箭头标记指示斜面位置
- 手柄设计便于旋转



GYNO INFO PREMIUM FAS

已辐射消毒

包装 50/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号

#4551 NS-BS1

#4551 NS-CS1

#4551 NS-DS1



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 /13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

GYNO INFO

优质的单腔


① 订单编号

	规格	外/内径 (mm)	长度 (mm)	工作长度 (mm)	控制
#4551 NS-AS1	17.5G	1.4/1.2	400	350	Flexible
#4551 NS-BS1	17.5G	1.4/1.2	340	290	Flexible
#4551 NS-CS1	17.5G	1.4/1.0	400	350	Rigid
#4551 NS-DS1	17.5G	1.4/1.0	340	290	Rigid

订单编号

	规格	外/内径 (inch)	长度 (inch)	工作长度 (inch)	控制
#4551 NS-AS1	17.5G	0.055/0.047	15.75	13.779	Flexible
#4551 NS-BS1	17.5G	0.055/0.047	13.39	11.417	Flexible
#4551 NS-CS1	17.5G	0.055/0.039	15.75	13.779	Rigid
#4551 NS-DS1	17.5G	0.055/0.039	13.39	11.417	Rigid

- ② 管导由刺针至塞子: Regular tubing 100 cm / 39.369 inch
- ③ 硅塞子尺寸: Small 14 x 18 x 20 mm / 0.551 x 0.709 x 0.787 inch
- ④ 管导由塞子至泵: Regular tubing 100 cm / 39.369 inch



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

GYNETICS®

Practise better Medicine



GYNO INFO

高级卵泡抽取器 刺针范围

产品

定造单腔高级卵泡抽吸器

定造单腔冲洗高级卵泡抽吸器

定造双腔冲洗高级卵泡抽吸器



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SUPERIOR FAS

卵泡抽吸器 特点配件

刺针种类

3种刺针种类，不同尺寸和规格以供您需要：

单腔、单腔冲洗、双腔冲洗

刺针末端

2種類型的刺針末端，以確保清潔的面切割

向后切的斜角



柳叶刀斜角



末端标记

2种末端标记使在针尖末端有出色的超声能见度：

双雷射标记



浮雕标记



手柄

2种手柄类型(只在单腔冲洗和双腔冲洗)：

U 型手柄



Y型手柄



透明导管

在任何理想长度的3种半透明管子(最长/最厚软管是120cm/47.2 inch)：

常规管子

软管子容许控制液体


厚壁管子：没有扭结的管子

塞子

两种塞子：



细号 14 x18 x20 mm 0.55 x 0.71x 0.79 inch

中号 21x 27x30 mm 0.83 x1.06 x1.18 inch




特别配件

3-way Valve



如有其他咨询请联系我们！



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 /13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SUPERIOR FAS

定做卵泡抽吸器

FAS 超声取卵针配套是专门用于经阴道之B超介导取卵供 IVF 或 ICSI 使用而设计

特点

- 尖锐柳叶刀斜角或向后切的斜角确保清洁的面切割
- 针头有激光标记，在超声下有稳定和最佳的视线
- 卵巢复杂和/或有限度进入的情况提供各种刺针尺寸
- 吸引管于取卵针尺码一致，已达安全取卵目的
- 手柄上的箭头标记指示斜面位置
- 手柄设计便于旋转
- 度身定造的



初始图片


GYNO INFO SUPERIOR FAS

已辐射消毒

包装 50/装运箱

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #4551




中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 /13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SUPERIOR FAS

只需六个步骤
便可设定您的
超级卵泡抽吸器

在WWW.GYNETICS.BE复制或下载，填妥及交回



步骤 1 选择你的刺针

Gauge OD/ID (mm) OD/ID (inch) Length (mm) Length (inch) Control

16G	1.6/1.3	0.063/0.051	400	15.75	Medium
16G	1.6/1.3	0.063/0.051	340	13.39	Medium
16G	1.6/1.1	0.063/0.043	400	15.75	Super rigid
17G	1.5/0.9	0.059/0.035	350	13.78	Super rigid
17G	1.5/0.9	0.059/0.035	400	15.75	Super rigid
17.5G	1.4/1.2	0.055/0.047	400	15.75	Flexible
17.5G	1.4/1.2	0.055/0.047	340	13.39	Flexible
17.5G	1.4/1.0	0.055/0.039	400	15.75	Rigid
17.5G	1.4/1.0	0.055/0.039	330	12.99	Rigid
19G	1.0/0.65	0.039/0.026	330	12.99	Medium
20G	0.9/0.65	0.035/0.026	370	14.57	Medium

每支刺针的工作长度是其长度减去50 mm/1.968 inch

步骤 2 由刺针至塞子选择你的管子

种类	所需长度	备注
Regular Tubing	cm/inch _____	n/a
Soft Tubing	cm/inch _____	n/a
Thick Wall Tubing	cm/inch max. _____	120 cm/47.2 inch

Female Luer Connector at end of needle

步骤 3 砵塞子

种类	Size (mm)	Size (inch)
Small Cork	14 x 18 x 20	0.55 x 0.71 x 0.79
Medium Cork	21 x 27 x 30	0.83 x 1.06 x 1.18

步骤 4 由塞子至泵中选择你的管子

种类	所需长度	备注
Regular Tubing	cm/inch _____	n/a
Soft Tubing	cm/inch _____	n/a
Thick Wall Tubing	cm/inch _____	max. 120 cm/47.2 inch

步骤 5 选择连接到泵

Female Luer Connector (standard)
Male Luer Connector
No Connector



步骤 6 选择末端的类型

Back Cut Bevel

Lancet Bevel



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine


SUPERIOR FAS

定造的卵泡抽吸器 单腔和双腔冲洗

FAS 超声取卵针配套是专门用于经阴道之B超介导取卵供 IVF 或 ICSI 使用而设计

特点

- 冲洗连接器可使复杂取卵过程中或只要少量成熟卵子时冲洗
- 末端的双雷射或浮雕回声标记
确保在超声时有稳定和最佳的视线
- 吸引导管与取卵针尺码一致，已达安全取卵目的
- 各种刺针尺寸可在卵巢复杂和或有限度进入的情况下使用
- 手柄上的箭头标记指示斜面位置
- 手柄设计便于旋转
- 度身定造





中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

SUPERIOR FAS

只需7个步骤便可设定您的超级卵泡抽吸器



在 WWW.GYNETICS.BE 复制或下载，填妥及交回

步骤 1 选择冲洗刺针

Needle Lumen Gauge	OD/ID (mm)	OD/ID (mm)	Length (inch)	Length (mm)/(inch)	Control
双腔 16G	outer lumen 1.65/1.40	inner lumen 1.20/1.00	0.065/0.055	352/13.858	Rigid
双腔 17G	outer lumen 1.50/1.20	inner lumen 1.00/0.80	0.059/0.047	352/13.858	Rigid
单腔 17.5G	1.40/1.20		0.055/0.047	352/13.858	Flexible
单腔 17.5G	1.40/1.00		0.055/0.039	352/13.858	Rigid




每支针的工作长度是300mm/11.811 inch

U 型手柄和Y型手柄

步骤 2 选择冲洗管子

种类	所需管子长度	备注
Regular Tubing	cm/inch	n/a
Soft Tubing	cm/inch	n/a
Thick Wall Tubing	cm/inch max. 120	cm/47.2 inch



步骤 3 由塞子至泵中选择你的管子

种类	所需管子长度	备注
Regular Tubing	cm/inch	n/a
Soft Tubing	cm/inch	n/a
Thick Wall Tubing	cm/inch max. 120	cm/47.2 inch

步骤 4 选择塞子

种类	规格 (mm)	规格 (inch)
Small Cork	14 x 18 x 20	0.55 x 0.71 x 0.79
Medium Cork	21 x 27 x 30	0.83 x 1.06 x 1.18

步骤 5 由塞子至泵中选择你的管子

种类	所需长度	备注
Regular Tubing	cm/inch	n/a
Soft Tubing	cm/inch	n/a
Thick Wall Tubing	cm/inch max. 120	cm/47.2 inch

步骤 6 选择连接到泵

- Female Luer Connector (standard)
- Male Luer Connector
- No Connector

步骤 7 选择末端类型

- Dual Laser Marking



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
 深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
 地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
 电话: 0755-83752177 /13226870636
 传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
 Practise better Medicine

GYNO INFO

度身订造 超级冲洗刺针

双腔冲洗

Gauge		OD/ID (mm)	Length (mm)	Working length (mm)	Control
16G	outer lumen	1.65/1.40	352	300	Rigid
	inner lumen	1.20/1.00			
17G	outer lumen	1.50/1.20	352	300	Rigid
	inner lumen	1.00/0.80			

Gauge		OD/ID (inch)	Length (inch)	Working length (inch)	Control
16G	outer lumen	0.065/0.055	13.858	11.811	Rigid
	inner lumen	0.047/0.039			
17G	outer lumen	0.059/0.047	13.858	11.811	Rigid
	inner lumen	0.039/0.032			

单腔冲洗

Gauge	OD/ID (mm)	Length (mm)	Working length (mm)	Control
17.5G	1.40/1.20	352	300	Flexible
17.5G	1.40/1.00	352	300	Rigid

Gauge	OD/ID (inch)	Length (inch)	Working length (inch)	Control
17.5G	0.055/0.047	13.858	11.811	Flexible
17.5G	0.055/0.039	13.858	11.811	Rigid

GYNO INFO

采样 / 实验室 /
杂项 / IUD
范围

产品订单编

- Detecta (一次性吸取子宫内膜取样器) #4163
- Probet (一次性吸取子宫内膜取样器) #4164
- In/out (一次性吸取子宫内膜取样器) #4165
- Echosampler (超声引导一次性吸取子宫内膜取样器) #5164
- Hysterometer (一次性量度子宫深度器) #4171-10
#4171-12
#4171-14
- Curette (一次性人流吸刮器) #4168 AG-4
#4168 AG-6
#4168 AG-8
- Handling Pipette (独立包装转移管) #3145 #3145 TP
#3100 #3100 TP
#3125 #3125 TP
- Denuding Pipette Strip-ID #3000 Strip-ID125/10
#3000 Strip-ID130/10
#3000 Strip-ID135/10
#3000 Strip-ID140/10
#3000 Strip-ID145/10
#3000 Strip-ID150/10
#3000 Strip-ID170/10
#3000 Strip-ID175/10
#3000 Strip-ID200/10
- IUD Cu250 Luxe #9940-250
- IUD Cu375 Luxe #9940-375
- IUD Sof-T Luxe #9950



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

DETECTA

专为获取 最佳采样的 宫颈筛查器

Detecta是一个简单但有效的宫颈取样装置

特点

- 允许在办公室抽样
- 有系统的洗刷过渡区
- 可以检测早期阶段的瘤形成
- 容易处理

初始图片



GYNO INFO DETECTA

长度 194 mm

包装 1250/装运箱

订购编号 #4163







中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

MANUAL DETECTA

- 将Detecta轻轻插入宫颈
- 仅旋转一次取得的样本
- 轻轻地退出Detecta，不要旋转
- 在玻璃片上将探有样本的Detecta旋转一次
- 立即固定玻璃片
- 已可检查样本



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine


PROBET

子宫内膜组织学

Probet 是活检组织学中的子宫内膜吸刮匙

特点

- 双头活塞确保一个稳定的真空
- 通过侧孔收集组织
- 圆滑的远端尖和小尺寸减少病人的不适
- 深度的标记便于插入子宫内的深度定位



GYNO INFO PROBET

长度 262 mm (± 3 mm)

管导外径 2.93 mm (± 0.03 mm)

已ETO消毒

包装 75/装运箱

订购编号 #4164




中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177


GYNETICS[®]
Practise better Medicine

MANUAL PROBET


1) 应考虑到子宫测量法及弯曲把取样器从子宫颈口进入直到有接触感为止。




2) 按着外套把活塞完全拉出直到尽头以产生最大负压



3) 以手指转动外套4次同时在子宫腔内上下移动以采集更全面的样品



4) 取出器材把远端侧孔位剪断，把活塞向前推将样本放推进培养基中



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

IN / OUT

子宫内膜组织

IN/OUT 是活检组织学中的子宫内膜吸刮匙

特点

- 双头活塞确保一个稳定的真空
- 通过侧孔收集组织
- 圆滑的远端尖和小尺寸减少病人的不适
- 深度的标记便于插入子宫内的深度定位



初始图片

GYNO INFO IN/OUT

长度 262 mm (± 3 mm)


管导外径 2.93 mm (± 0.03 mm)

已ETO消毒

包装 75/装运箱

订购编号 #4165




 中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 / 13226870636
传真: 0755-83752177


GYNETICS[®]
Practise better Medicine

MANUAL IN / OUT


1) 应考虑到子宫测量法及弯曲把取样器从子宫颈口进入直到有接触感为止




2) 按着外套把活塞完全拉出直到尽头以产生最大负压



3) 以手指转动外套4次同时在子宫腔内上下移动以采集更全面的样品



4) 取出器材把远端侧孔位剪断,把活塞向前推将样本放推进培养基中



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

ECHOSAMPLER

体腔内病理科学 与子宫内膜组织

EchoSampler 是一种灵活的采样导管，
用于双诊断：宫腔病理和子宫内膜组织

特点

- 灵活的采样导管
- 超声引导活组织切片检查法
- 生理盐水注入宫腔声学造影
- 可在子宫异常出血的情况下使用
- 用于双诊断：宫腔病理和子宫内膜组织

初始图片

GYNO INFO ECHOSAMPLER

长度 180 mm (± 3 mm)

管导外径 2.93 mm (± 0.04 mm)

已ETO消毒

包装 75/装运箱

订购编号 #5164



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 /13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

HYSTEROMETER

一个用于评估子宫深度的 的仪器

Hysterometer 是一个初步的子宫计测

特点

- 三种尺寸: 10, 12, 14
- 由远端末有14个标记
- 灵活
- 圆滑端易于插入



初始图片

GYNO INFO HYSTEROMETER

长度 10 286 mm
长度 12 281 mm
长度 14 287 mm

已ETO消毒

包装 75/装运箱

订购编号 #4171-10

#4171-12 

#4171-14 





中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

CURETTE

有标记配件的 抽吸刮匙

Curette是一个绿色的，一次性的，
置有标记配件的抽吸刮匙

特点

- 标记配件容易使用
- 连接器和刮匙制成一体
- 排除再消毒的风险，可更安全使用
- 经济，没有再消毒费用
- 由弹性物料制成
- 三种尺寸: 4, 6, 8




初始图片

GYNO INFO CURETTE

已ETO消毒

包装 125/装运箱

订购编号 #4168 AG-4
#4168 AG-6
#4168 AG-8



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 /13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

HANDLING PIPETTE


转移胚胎和卵母细胞的 细微工具

Handling pipette 是一种将胚胎和卵母细胞
由一只碟转移到另一只碟的微细工具

特点

- 将胚胎和卵母细胞由一只碟转移到另一只碟的实验室微细工具
- 不会刮花碟
- 有三种长度: 45, 55 and 94 mm
- 有两种不同包装: 单件包装和十件包装

初始图片



GYNO INFO HANDLING PIPETTE

长度45, 55 和 94 mm (± 3 mm)

管导外径1.25 mm (± 0.05 mm)

管导内径1.00 mm (± 0.05 mm)

已辐射消毒

包装 250/装运箱

1250/装运箱 (10/小袋)

品质控制 MEA and LAL

订购编号 #3145 (45 mm)


#3100 (55 mm)

#3125 (94 mm)

#3145 TP (45 mm, 10/pouch)

#3100 TP (55 mm, 10/pouch)

#3125 TP (94 mm, 10/pouch)



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司
深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司
地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话: 0755-83752177 /13226870636
传真: 0755-83752177

GYNETICS[®]
Practise better Medicine

STRIP-ID125-200

用于脱卵丘过程的 微细工具

Denuding pipette Strip-ID 是一种一次性用于脱卵丘过程的实验室微细工具

特点

- 高质量确保平滑的边缘可进行准备脱卵丘过程
- 严格的个别微观质量检察
- 灵活的、不破碎的设计不会刮花碟
- 方便的多重包装可容易地抽出单支吸管
- 多种尺寸以供您需要
(125, 130, 135, 140, 145, 150, 170, 175, 200 μ m ID)
- 兼容的设计, 以适应最常用的吸管支架

初始图片



GYNO INFO STRIP-ID

长度 90 mm (\pm 3 mm)

内径 125 μ m (+ 3 μ m) 150 μ m (+ 3 μ m)

130 μ m (+ 3 μ m) 170 μ m (+ 3 μ m)

135 μ m (+ 3 μ m) 175 μ m (+ 3 μ m)

140 μ m (+ 3 μ m) 200 μ m (+ 3 μ m)

已辐射消毒

包装 10 tips / tube

5 tubes / inner box

25 tubes of 10 tips / shipping box

品质控制 MEA and LAL


订购编号 #3000 Strip-ID125/10 (125 μ m)

#3000 Strip-ID130/10 (130 μ m) 

#3000 Strip-ID135/10 (135 μ m) 

#3000 Strip-ID140/10 (140 μ m) 

#3000 Strip-ID145/10 (145 μ m) 

#3000 Strip-ID150/10 (150 μ m) 

#3000 Strip-ID170/10 (170 μ m) 

#3000 Strip-ID175/10 (175 μ m) 

#3000 Strip-ID200/10 (200 μ m) 



中国总代理 (包括香港、澳门): 汇康中国有限公司

深圳公司: 深圳市生泰医疗科技有限公司

地址: 深圳市福田区笋岗西路银华大厦

电话: 0755-83752177 / 13226870636

传真: 0755-83752177


GYNETICS[®]
Practise better Medicine

子宫内避孕器具

Gynétics CU 250

Gynétics CU 375

SOF-T® CU 375



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 / 13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS®
Practice Better Medicine

Gynetics医疗产品NV是根据比利时法律的法团。我们始建於1972年。起初，我们的活动是在计划生育范畴。我们发明了一系列宫内避孕器。

与此同时，我们开始涉足人类辅助生殖技术。我们开发的一些设备和仪器，产品销往世界各地。我们在这一领域为人所知，并打算继续在这领域活跃。

Gynetics提供范围广泛的不同技术和类型。目前，我们正在提供Cu-IUDs，其效用早已被国际研究证明。

Gynetics CU 250 IUD是由聚乙烯制成的。主干被一个特制的铜线覆盖著，铜线的总表面积为250平方毫米

它跟Gynetics CU 250有相同的好处，但由於铜线的总表面积较大(375平方毫米)，所以使用期可较长

所有Gynetics产品是由生物相容性材料制造的，适用于人类辅助生殖技术。在洁净室组装，产品都经过严格测试和符合CE指令93/42/EEG的最高的质量保证程序。Gynetics是ISO 9001和ISO13485认证。所有用于协助辅助生殖过程的产品都经γ射线辐射或ETO消毒。

Gynetics虽然完全独立的，但亦与最大的健康产业公司有联系。Gynetics代表在妇产科领域的创新者和领导者，实现了新产品的研究，开发和制造。

SOF-TR CU375是由聚乙烯制成的宫内避孕器，长度为36毫米。子宫内避孕器的垂直柱内包裹著铜线：铜线的表面积是375平方毫米。在两端，两个水平的臂是柔软的半圆可活动的珍珠的热塑性弹性体。水平臂的长度是35毫米。妥善安置，两个的珍珠可以阻止精子运动，至少部分地阻断输卵管。SOF-TR CU375的位置，可以通过超声检查：SOF-TR CU375的主体是辐射透不过的。蓝色尼龙绳的两端绑在宫内节育器，这有助于病人检查宫内节育器和帮助移除宫内节育器。



中国总代理（包括香港、澳门）：汇康中国有限公司
深圳公司：深圳市生泰医疗科技有限公司
地址：深圳市福田区笋岗西路银华大厦
电话：0755-83752177 /13226870636
传真：0755-83752177

GYNETICS[®]
Practitioner Medicine